

2009-02

www.max-dental.com


Preços sujeitos ao IVA em Vigor
Garantia e Assistência Técnica
Opcionais não incluídos
Condições p/ Portugal Continental

LINHA - CD

IMPLANTOLOGIA



anthogyr



- ECRAN LCD DISPLAY COM RETRO-ILUMINAÇÃO
- CARACTERES BRANCOS EM FUNDO AZUL
- CONTROLE DE CONTRASTE

- PEDAL MULTIFUNCCIONAL
- INVERSÃO DA DIREÇÃO
- LIGA/DESLIGA, START,
- AJUSTE DE VELOCIDADE
- SELEÇÃO DE PARÂMETRO TRABALHANDO

IMPLANT MAX PLUS

- MICROMOTOR INDUZIDO
- UNIDADE DE CONTROLE
- PEDAL MULTI-FUNÇÃO
- BOMBA PERISTÁTLICA
- C.ANGULO 20:1 PUSH BUTTON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Com nova função endodóntica.
- 32 Seleção de Programas memorizáveis
- Micromotor e cabo autoclavável (134°C)
- Micromotor induzido "Brushless" Velocidade de 200 a 40.000 rpm.
- Preparado para o 2º Micromotor
- Ajuste de torque (4,8-56 Ncm com redução até 16:1)
- Bomba peristáltica ajusta o líquido de 0,175 a 35 ml/min
- Pedal Multifuncional controla a inversão da direção, liga/desliga, start, ajuste de velocidade e colocações de parâmetro trabalhando
- Mala rígida para o transporte com shockproof em borracha de espuma
- Completo com solução fisiológica e tubos
- Contra-ângulo Push Button - spray externo - 20:1

PEÇA DE MÃO

OFERTA

ANTHOGRYR



CA-ENDO 16:1

OPCIONAL

EXTRAS



MONT BLANC CONTROL - 20:1
930,00 EUROS



CA MOD. 5060 - 16:1
495,00 EUROS



CARRO - C3RV



CARRO - C3R

PACK-STD

INTRA-MAX PLUS - MICROMOTOR INDUZIDO - PEDAL MULTIFUNÇÃO - CONTRA-ANGULO 20:1 PUSH BUTTON + OFERTA C.A.ENDO 16:1

MAR.
2009

2.870,00



MAX DENTAL, LDA.
504734326

comercial@max-dental.com
max-dental@max-dental.com
www.max-dental.com

● HEAD-OFFICE - Urb. Bom João - Chasfa, Lt. 4 - R/C - E - Traz. 8005-321 FARO - PORTUGAL
(00351) TEL 289863848 - FAX 289863045 - TLM 966469550

● NORTE - Estrada Nacional 109 - AV. 29 de Março nº110 - Lj. Ed. Veneza - 3885-00 ESMORIZ
(00351) TLM 927339113

